

FAQ (Frequently asked questions) – CALCIPRO

Frage	Antwort
Ist CALCIPRO apothekenpflichtig?	Nein
Ist CALCIPRO verschreibungspflichtig?	Nein
Ist CALCIPRO abrechenbar?	Nein
Ist CALCIPRO ein Medizinprodukt?	Ja
Hat CALCIPRO eine Pharmazentralnummer (PZN)?	Ja, PZN 3672148
Hat CALCIPRO einen EAN-13 Barcode (European article number)?	Ja, ist auf Faltschachtel aufgedruckt (4 260097 033183)
Gibt es für CALCIPRO ein Sicherheitsdatenblatt (SDB)?	Bisher nicht; ist jedoch in Vorbereitung
Gibt es Veröffentlichungen zu CALCIPRO?	Anwenderbericht
Wie lange ist CALCIPRO haltbar?	3 Jahre ab Herstellung (s. Angaben auf Etikett und FS); Flasche gut verschlossen halten
Gibt es CALCIPRO auch als Paste?	Nein
Ist CALCIPRO röntgensichtbar? CALCIPRO ist nicht röntgensichtbar, warum?	CALCIPRO ist durch die enthaltenen Bestandteile röntgensichtbar; die Röntgensichtbarkeit liegt im Bereich von Dentin/Schmelz
CALCIPRO härtet zu schnell aus?	Etwas mehr Flüssigkeit verwenden; etwas dünner anmischen
CALCIPRO härtet zu langsam aus?	Etwas weniger Flüssigkeit verwenden; Verfallsdatum überschritten; zu lange offen gelassen
Wie kann ich CALCIPRO wieder entfernen?	Hauptsächlich mechanisch durch Feilen und Reste chemisch durch Spülen mit z.B. CALCINASE EDTA-Lösung (Art.-Nr. 0032301, 0032331, 0032332)
Wann wende ich CALCIPRO an?	Zur direkten Überkappung als temporäre Wurzelkanaleinlage
Welches Mischungsverhältnis muss ich anwenden? Wie wird CALCIPRO angemischt?	So viel Pulver nach und nach zur Flüssigkeit zugeben, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist
Mit was wird CALCIPRO angemischt?	Vorzugsweise mit dest. Wasser; in der Literatur wurde jedoch auch bereits von einer direkten Anmischung mit Natriumhypochloritlösung (z.B. HISTOLITH NaOCl) oder mit Chlorhexidinlösung zur besseren Wirkung gegen E. faecalis berichtet
Welche Vorteile/Nachteile hat CALCIPRO gegenüber fertig angemischten Pasten?	Nachteile: kurzes Anmischen vor der Applikation nötig Vorteile: frisch angemischtes Calciumhydroxid wirkt gleich bleibend gut (pH-Wert bleibt lange konstant), Verfestigt sich erst nach dem Anmischen und nicht bereits in der Spritze
Wann darf CALCIPRO nicht angewendet werden?	Bei der direkten Überkappung sollte die Erhaltungsfähigkeit der Pulpa vorher diagnostiziert werden
Gibt es Nebenwirkungen?	Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Nebenwirkungen bekannt
Kann CALCIPRO während Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden	Ja, CALCIPRO ist hier aufgrund seiner Zusammensetzung unbedenklich anwendbar