


FAQ (Frequently asked questions) – CHX Endo 2% Lösung

FRAGE	ANTWORT
Ist CHX-Endo 2% Lösung apothekenpflichtig?	nein
Ist CHX-Endo 2% Lösung verschreibungspflichtig?	nein
Ist CHX-Endo 2% Lösung gesondert abrechenbar?	nein
Ist CHX-Endo 2% Lösung ein Medizinprodukt?	Ja
Hat CHX-Endo 2% Lösung eine Pharmazentralnummer (PZN)?	Nein
Hat die CHX-Endo 2% Lösung einen EAN-13 Barcode (European article number)?	Ja, siehe Faltschachtel (4 260097 033336 / 4 260097 033343 / 4 260097 033381 für 50/200/500 ml)
Gibt es für die CHX-Endo 2% Lösung ein Sicherheitsdatenblatt (SDB)?	ja, in deutsch (als PDF-Datei unter „Download“ abrufbar)
Gibt es Literatur zur CHX-Endo 2% Lösung?	nein
Wie lange ist die CHX-Endo 2% Lösung haltbar?	2 Jahre ab Herstellung (siehe Angaben auf Etikett und Faltschachtel)
Gibt es CHX-Endo 2% in verschiedenen Größen?	Ja; CHX-Endo 2% Lösung ist in der 50 ml, 200 ml und 500 ml Flasche erhältlich
Welche CHX-Konzentration hat CHX-Endo 2%?	CHX-Endo 2% Lösung enthält 2 % Chlorhexidindigluconat
Wie wirkt die CHX-Endo 2% Lösung?	CHX-Endo 2% Lösung reinigt durch die enthaltenen Tenside die Feile im Stand oder mit der Lösung benetzte Oberflächen. Das Tensid Chlorhexidin vermindert gleichzeitig die Keimzahl der Endobakterien.
Eignet sich die CHX-Endo 2% Lösung zur maschinellen Aufbereitung?	CHX-Endo 2% reinigt und entkeimt auch Feilen während der maschinellen Aufbereitung
Eignet sich die CHX-Endo 2% Lösung zur Wechselpülung?	CHX-Endo 2% wurde nicht für diesen Zweck getestet. CHX-haltige und NaOCl-haltige Lösungen sollten nicht vermischt werden, da es hier zu rot gefärbten Ausfällungen kommt (Bild rechts). Ebenso kann es beim Vermischen von EDTA-haltigen und CHX-haltigen Lösungen/Gelen zu einem weißen Niederschlag bzw. zur Ausbildung einer zweiten Phase kommen (Bild links). 
Kann die CHX-Endo 2% Lösung mit CALCIPRO angemischt werden?	CHX-Endo 2% wurde nicht für diesen Zweck getestet. In der Literatur wurde die Anwendung von Pasten aus CHX-Lösungen und Calciumhydroxidpulvern beschrieben.

FAQ (Frequently asked questions) – CHX Endo 2% Lösung

Wann darf die CHX-Endo 2% Lösung nicht angewendet werden?	bei Allergie gegen Chlorhexidin oder einen der Inhaltsstoffe
Gibt es Nebenwirkungen bei CHX-Endo 2%?	bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine bekannt
Hilfsmittel zur Applikation von CHX-Endo 2%?	PROPA-Pipetten (20/40 Stück; Art.-Nr. 0032315/0032316); in Spritzen aufziehen
Kann die CHX-Endo 2% Lösung während Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden	Ja, CHX-Endo 2% Lösung ist hier aufgrund seiner Zusammensetzung unbedenklich anwendbar
Kann CHX-Endo 2% auch im Wurzelkanal angewendet werden? (z.B. als Spülung)	CHX Endo 2% enthält keine dort nichtverwendbaren Stoffe. Alle dentalen Lösungen mit der Indikation „Zur Desinfektion des Wurzelkanals“ sind in Europa jedoch als Arzneimittel einzustufen und müssen dafür zugelassen werden (Beispiel HISTOLITH NaOCl). Für CHX-Endo 2% wurde die Zulassung für diese Indikation aus Kostengründen nicht beantragt.