

FAQ (Frequently asked questions) – Cp-CAP

Frage	Antwort
Ist Cp-CAP apothekenpflichtig?	Nein
Ist Cp-CAP verschreibungspflichtig?	Nein
Ist Cp-CAP gesondert abrechenbar?	Nein
Ist Cp-CAP ein Medizinprodukt?	Ja
Hat Cp-CAP eine Pharmazentralnummer (PZN)?	Nein
Hat Cp-CAP einen EAN-13 Barcode (European article number)?	Nein
Gibt es für Cp-CAP ein Sicherheitsdatenblatt (SDB)?	Bisher nicht, jedoch in Vorbereitung
Gibt es Veröffentlichungen zu Cp-CAP?	Erfahrungsbericht (Quintessenz, 1971), Schwickerath (ZWR, 1978); Kielbassa et al (DZZ, 1995)
Wie lange ist Cp-CAP haltbar?	Cp-CAP Pulver und Lösung sind jeweils 3 Jahre ab Herstellung haltbar (s. Angaben auf Etikett und FS)
Ist Cp-CAP röntgensichtbar?	Ja; Cp-CAP ist etwas besser sichtbar als Schmelz (200 %-Al) bzw. liegt im Bereich von Guttapercha (300 %-Al)
Aushärtung dauert zu lange Verarbeitungszeit zu lange?	Tip: leicht anwärmen (Körpertemperatur); mit etwas mehr Pulver bzw. etwas weniger Flüssigkeit anmischen
Aushärtung zu schnell Verarbeitungszeit zu kurz	Tip: Pulver eine bis mehrere Minuten vor Gebrauch entnehmen und offen stehen lassen; durch die Feuchtigkeitsaufnahme verzögert sich die Zeit bis zur Abbindung
Es erfolgt überhaupt keine Aushärtung?	Verfallsdatum überschritten; falsche Komponenten gemischt; Flaschen vertauscht? wenn nein, nicht abgelaufenes Material vom Hersteller überprüfen lassen