

FAQ (Frequently asked questions) – HERMETIC

FRAGE	ANTWORT
Ist HERMETIC apothekenpflichtig?	Nein
Ist HERMETIC verschreibungspflichtig?	Nein
Ist HERMETIC gesondert abrechenbar?	Nein
Ist HERMETIC ein Medizinprodukt?	Ja
Hat HERMETIC eine Pharmazentralnummer (PZN)?	Nein
Hat HERMETIC einen EAN-13 Barcode (European article number)?	Ja, ist auf Faltschachtel aufgedruckt (HERMETIC 14 g Pulver: 4 260097 033091)
Gibt es für HERMETIC ein Sicherheitsdatenblatt (SDB)?	Bisher nicht; ist jedoch in Vorbereitung
Gibt es Veröffentlichungen zu HERMETIC?	Ja, Sonderdrucke können beim Hersteller angefordert werden
Wie lange ist HERMETIC haltbar?	Pulver und Lösung jeweils 3 Jahre ab Herstellung (s. Angaben auf Etikett und Faltschachtel)
HERMETIC bindet zu schnell ab	Möglicherweise sollten Sie etwas weniger Pulver zumischen
HERMETIC bindet zu langsam ab	Möglicherweise sollten Sie etwas mehr Pulver zumischen
HERMETIC bindet nicht ab	Produkt muss vom Hersteller überprüft werden; bitte zurücksenden
Wie lange dauert es bis zur Abbindung von HERMETIC?	5 – 12 Minuten
Wie lange dauert es bis zur endgültigen Aushärtung von HERMETIC?	1 – 2 Tage
Ist HERMETIC röntgensichtbar?	Ja; die Röntgensichtbarkeit entspricht etwa 5 - 7 mm oder 500 – 700 % Aluminium (vgl. Dentin 100 %, Schmelz 200 %) ist jedoch abhängig von der Schichtstärke
Was passiert mit überfülltem Material?	Bedingt durch die etwas höhere Löslichkeit von Zinkoxid Eugenol (ZOE) Zementen werden geringe Mengen überfüllten Materials resorbiert.
Ist HERMETIC zur retrograden Wurzelfüllung zu empfehlen?	Nur bedingt, da bei einem unverstärkten ZOE Zement vor allem bei großen Flächen durch die etwas höhere Löslichkeit eine teilweise Resorption möglich ist. Heutzutage werden dafür z.B. Glasionerzemente (GIZ), verstärkte ZOE Zemente oder MTA (Mineral Trioxid Aggregate) empfohlen.