

## FAQ (Frequently asked questions) – ORBAT forte

Frage	Antwort
Ist ORBAT forte apothekenpflichtig?	nein
Ist ORBAT forte verschreibungspflichtig?	nein
Ist ORBAT forte gesondert abrechenbar?	nein; eventuell abrechenbare Indikation ist als Hämostyptikum bzw. als Hämostatikum
Ist ORBAT forte ein Medizinprodukt?	Ja
Hat ORBAT forte eine Pharmazentralnummer (PZN)?	Nein
Hat ORBAT forte einen EAN-13 Barcode (European article number)?	Ja; ist auf Faltschachtel aufgedruckt (4 260097 033367)
Gibt es für ORBAT forte ein Sicherheitsdatenblatt?	ja
Gibt es Veröffentlichungen zu ORBAT forte	Nein
Wie lange ist ORBAT forte haltbar?	2 Jahre ab Herstellung (siehe Angaben auf Etikett und Faltschachtel)
Wirkt ORBAT forte gleich wie ORBAT sensitive?	ORBAT forte stillt Kapillarblutungen besser als ORBAT sensitive, weil es koagulierend wirkt. Es ist im Gegensatz zu ORBAT sensitive jedoch nicht farblos und es besteht daher die Gefahr einer Verfärbung von Zahnfleisch, Zahn oder Restauration.
Was ist der Unterschied zu ORBAT sensitive?	ORBAT sensitive enthält 20 % Aluminiumsulfat und ist eine wässrige Lösung. ORBAT forte enthält 20% Eisen(III)sulfat und ist ein viskose Lösung (Flüssig-Gel).
Wirkt ORBAT forte auch blutstillend?	ja, ORBAT forte wirkt durch Bildung von Koagulaten auch bei stärkeren Kapillarblutungen blutstillend bei <u>leichten</u> Zahnfleischblutungen (Kapillarblutungen) kann jedoch auch ORBAT sensitive mit Aluminiumsulfat angewandt werden, um Verfärbungen zu vermeiden
Kann der Geschmack verbessert werden?	Alle Retraktionslösungen mit Eisen- oder Aluminiumsalzlösungen haben einen ähnlichen Geschmack. Dieser kann durch Aromazusatz nur geringfügig verändert werden.
Gibt es ein Produkt mit besserem Geschmack?	nein
Was muss ich tun, wenn mir (oder dem Patienten) ORBAT forte ins Auge gespritzt ist?	Sofort mit reichlich Wasser ausspülen. Optimal wäre die Benutzung einer Augenwaschflasche. Bei Bedarf (und zur Sicherheit) anschließend einen Arzt bzw. Augenarzt konsultieren.
Wie bekomme ich Flecken aus der Kleidung?	Die Flecken sind wie Rostflecken zu behandeln