

FAQ (Frequently asked questions) – REMOT

Frage	Antwort
Ist REMOT apothekenpflichtig?	Nein
Ist REMOT verschreibungspflichtig?	Nein
Ist REMOT gesondert abrechenbar?	Nein
Ist REMOT ein Medizinprodukt?	Ja
Hat REMOT eine Pharmazentralnummer (PZN)?	Nein
Hat REMOT einen EAN-13 Barcode (European article number)?	Nein
Gibt es für REMOT ein Sicherheitsdatenblatt (SDB)?	Bisher nicht; ist in Vorbereitung
Gibt es Veröffentlichungen zu REMOT?	Anwenderberichte
Wie lange ist REMOT haltbar?	3 Jahre ab Herstellung (siehe Angaben auf Etikett)
Welchen RDA-Wert hat REMOT?	Der RDA Wert für REMOT wurde bisher nur nach der Hefferen Methode für Zahnpasten bestimmt (s.u.). Er liegt im Vergleich mit üblichen Prophylaxepasten im mittleren Bereich.
Wie abrasiv ist REMOT?	REMOT ist als Polierpaste mittel abrasiv
Gibt es REMOT in verschiedenen Abrasivitäten?	REMOT implant ist sehr gering abrasiv
Enthält REMOT abrasive Stoffe?	Ja, REMOT enthält Zirkonium(IV)oxid und Silica als Abrasionskörper
Gibt es REMOT mit anderem Geschmack?	Bisher nicht
Gibt es REMOT auch als single-dose?	Bisher nicht
Gibt es REMOT auch in Tuben?	Bisher nicht; REMOT implant ist in Tuben erhältlich
Enthält REMOT Aromastoffe?	Ja, Pfefferminzöl (Mentha piperita)
Enthält REMOT antibakterielle Stoffe?	Ja, Chlorhexidindigluconat
Was bedeutet eigentlich der RDA Wert?	<p>RDA bedeutet „relative Dentinabrasion“, d.h. es wird der Dentinabtrag durch eine Zahnbürste im Verhältnis zu einem Standard bestimmt, ist also ein relativer und kein absoluter Wert. Damit sind RDA Werte nur sehr schwer direkt vergleichbar, wenn sie nicht gleichzeitig bestimmt wurden.</p> <p>Die gebräuchlichste Methode ist die nach Hefferen. Diese wurde auch zur Bestimmung des RDA Wertes von Zahnpasten normiert (DIN EN ISO 11609) und verwendet als Referenzmittel Calciumpyrophosphat (Monsanto). REMOT hat nach dieser Methode den RDA 106. Zum Vergleich: REMOT implant hat mit dieser Messmethode RDA 66 und Proxyt rosa RDA 71. Für Prophylaxepasten/Polierpasten gibt es die Methode nach Stookey/Schemehorn. Diese ist jedoch nicht normiert und verwendet Bimsstein als Referenzsubstanz. Zum Vergleich: REMOT implant hat nach dieser Methode einen RDA von <7.</p>