



Fachinformation

REMOT



Hersteller

lege artis Pharma GmbH + Co KG
Postfach 60, D-72132 Dettenhausen
Breitwasenring 1, D-72135 Dettenhausen
Telefon +49 (0) 71 57 / 56 45 - 0
Fax +49 (0) 71 57 / 56 45 50
E-Mail: info@legeartis.de
www.legeartis.de

Bezeichnung

REMOT Prophylaxepaste
Zur Zahnplaqueentfernung, Kariesprophylaxe und Endpolitur.
Für den zahnärztlichen Gebrauch.

Zusammensetzung

Zirconium(IV)-oxid, Silica, Fettsäureamidoalkylbetain, Macrogole, Sorbit, Glycerol,
Chlorhexidindigluconat und Pfefferminzöl

Anwendungsgebiete

REMOT beseitigt Plaque und beugt dadurch der Entstehung von Karies- und
Parodontitiserkrankungen vor. Auch für die Endpolitur geeignet.

Hinweis

Die ausgewogene Kombination abrasiver Stoffe bewirkt eine schonende Entfernung der
Zahnplaque, ohne den Schmelz zu schädigen.
REMOT hat einen angenehm frischen Geschmack, reinigt die Zähne und verleiht ihnen Glanz.

Art der Anwendung

REMOT wird mit Kelch und Bürste angewandt.

Haltbarkeit

REMOT soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Darreichungsform und Packungsgrößen

75 g Prophylaxepaste

Stand der Information

Januar 2010

Symbol für "Verwendbar bis"



Symbol für "Chargenbezeichnung"



0026317/Stückzahl0110/Bestelldatum