

SPÜLEN MIT SYSTEM

Endo-Lösungen mit ESD-System von

lege artis

HISTOLITH
NaOCl **1%**

CHX-Endo
2%

HISTOLITH
NaOCl **3%**

HISTOLITH
NaOCl **5%**

CALCINASE
EDTA-Lösung

HISTOLITH NaOCl 5% Ch.-B. Verwendbar
500 ml Dentallösung

Wirkstoff: Natriumhypochlorit
Dentale Anwendung (Zum Spülen des Wurzelkanals)
1 ml Lösung enthält 52,5 mg (5,25 % m/V) Natriumhypochlorit, Natriumchlorid,
Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. Flasche sorgfältig verschlossen bei 2-8 °C
im Umkarton aufbewahren. Vorsicht ätzend. Unzugänglich für Kinder aufbewahren.
Behälter nur restentleert entsorgen
Bitte Packungsbeilage beachten

lege artis
lege artis Pharma GmbH + Co. KG, Postfach 88
D-72132 Dettenhausen, www.legeartis.de

HISTOLITH NaOCl 5 %
HISTOLITH NaOCl 3 %
HISTOLITH NaOCl 1 %
CALCINASE-EDTA
CHX-Endo 2 %

...jetzt mit integriertem
 ESD-Entnahmesystem



EINFACH - SICHER - DIREKT

- schnelle und einfache Handhabung
- sauber und hygienisch
- sparsam und wirtschaftlich, da nahezu ohne Produktverlust
- in jeder Flasche integriert
- für Spritzen mit Luer- und Luer-Lock-Ansatz
- ausgießen weiterhin möglich



lege artis Pharma GmbH + Co. KG
 Postfach 60, D-72132 Dettenhausen.
 Tel. +49 (0) 71 57 / 56 45 - 0
 Fax: +49 (0) 71 57 / 56 45 50
 E-Mail: info@legeartis.de

www.legeartis.de